

## **ZESTRON®** Bath Analyzer 10



### Testkoffer für eine manuelle Konzentrationsmessung von alkalischen Reinigungsmedien

Um konstant gute Reinigungsergebnisse zu erzielen, ist eine gleichbleibende Reinigerkonzentration im Reinigungsbad erforderlich. Diese kann sich z. B. durch Verschleppung bzw. Verdünnung ändern. Daher ist eine regelmäßige Überprüfung durch den Anwender ratsam. Ein einfaches Verfahren dafür ist der ZESTRON® Bath Analyzer 10. Dieser ermöglicht eine zuverlässige und exakte Konzentrationsmessung bei sowohl neu angesetzten, als auch bei gebrauchten Reinigungsbadern.


### Einfache Messung in nur wenigen Schritten:



1) Probeentnahme / Umfüllen



2) Testflüssigkeit zugeben



3) Schütteln / Auswertung

### Vorteile des ZESTRON® Bath Analyzer 10:

- Hohe Genauigkeit bei der Konzentrationsmessung:
  - » Selbst bei steigender Verunreinigungsmenge
  - » sowohl bei neu angesetzten als auch bei beladenen Reinigungsbadern
- Neben der Konzentration ist auch die Alkalität des Reinigers mittels Farbcode überprüfbar
- Einfache und schnelle Durchführung, keine zusätzliche Schulung notwendig
- Als Kofferset jederzeit mobil und ortsunabhängig in der SMT Produktion einsetzbar
- Geringer Platzbedarf und niedrige Investitionskosten

Produktvideo anschauen  
auf [www.zestron.com](http://www.zestron.com)



### Für folgende Reinigungsmedien von ZESTRON geeignet:

|              |              |                |               |                |
|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| VIGON® A 200 | VIGON® A 250 | VIGON® US      | ATRON® AC 205 | ATRON® SP 300  |
| VIGON® A 201 | VIGON® A 300 | VIGON® PE 190A | ATRON® AC 207 | VIGON® PE 216A |

### Der ZESTRON® Bath Analyzer 10 wird mit folgenden Inhalt angeboten:



- 1) PE Spritzflasche
- 2) 2 Paar Vinyl-Handschuhe
- 3) Digitalthermometer (°C/°F)
- 4) Becher zur Badprobeentnahme
- 5) Glaszylinder mit Ringmarkierung
- 6) 6 x 100 ml ZESTRON® Bath Analyzer 10 Testflüssigkeit
- 7) Bedienungsanleitung/ Dokumentation mit Auswertungstabelle (ohne Abb.)

## Für Bestellungen:

| Art.-Nr.  | Artikel  |
|-----------|--|
| 5400-0000 | <b>ZESTRON Bath Analyzer 10</b><br>im Testkoffer                                   |
| 5401-0100 | <b>ZESTRON Bath Analyzer 10 Nachfüllset</b><br>6x 100ml Nachfüllflaschen im Karton |

**Bestelladresse:** ZESTRON Europe  
Herr Willibald Baumeister  
Bunsenstr. 6 • 85053 Ingolstadt  
Tel.: 0049 (0)841/635-50  
Fax: 0049 (0)841/635-40  
W.Baumeister@zestron.com