

ZESTRON Flux Test



Coffret de test pour la mise en évidence des activateurs de flux sur les cartes électroniques

Le ZESTRON® Flux Test met en évidence, par coloration, les activateurs des flux. Ce test complète ainsi la mesure de contamination ionique, dans la mesure où il révèle aussi des résidus de flux critiques qui ne peuvent être décelés dans les mélanges eau-alcool isopropylique. Il donne également des informations sur la distribution locale des résidus, ce qui permet une meilleure évaluation de la fiabilité des cartes électroniques. Le ZESTRON® Flux Test doit donc être considéré comme un complément aux autres méthodes de test existantes.


Mise en œuvre simple, en quelques étapes seulement :



1) Verser l'indicateur



2) Rincer/sécher



3) Evaluer

Avantages du ZESTRON® Flux Test en comparaison d'autres méthodes :

- Mise en évidence de la distribution locale des résidus, ce qui permet une meilleure évaluation de la fiabilité des cartes électroniques
- Mise en œuvre simple, aucune formation de longue durée n'est nécessaire
- Ne requiert aucun appareil de mesure, d'où :
 - » aucune occupation au sol
 - » aucun investissement
 - » réalisation possible à n'importe quel endroit
- Possibilité de contrôle par échantillonnage pendant la production
- Faible coût par carte contrôlée

Voir la vidéo du produit sur
www.zestron.com



Le ZESTRON® Flux Test est composé de différents éléments contenus dans une mallette :



- 1) Un flacon de 100 ml de ZESTRON® Flux Test Indikator
- 2) Une pissette pour l'eau DI
- 3) Un sablier
- 4) Des gants de protection
- 5) Un entonnoir permettant de remplir le flacon à partir de la recharge
- 5) Un manuel contenant des informations importantes pour l'interprétation des résultats

Pour toute commande :

N° Art.	Article
5408-0000	ZESTRON Flux Test en coffret
5409-0500	ZESTRON Flux Test Flacon recharge 1x 500ml

Adresse de commande: ZESTRON Europe
Mme. Corinne MATTERN • Bureau de Liaison
106 rue des Bains • 68390 SAUSHEIM
Tél.: 03 89 52 35 35
C.Mattern@zestron.com

Pour toute question technique concernant le ZESTRON® Flux Test, veuillez vous adresser à notre service d'applications : Téléphone : +49 (0) 841/635-27, e-mail: techsupport@zestron.com